



## Bertec® Portable Essential

Das Bertec® Portable Essential™ bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, darunter standardmäßige statische Gleichgewichtstests, Gewichtsverlagerung und optionale Gleichgewichtstests auf höherem Niveau für Sportler (COBALT™). Statische Gleichgewichts- und Gewichtsverlagerungsaktivitäten können problemlos in ein individuelles Therapieprogramm integriert werden.

- Hochempfindliche Dual-Balance-Kraftmessplatte
- Objektive Bewertung des Gleichgewichts mit normativen Daten zum Vergleich
- Praktisch für klinische Rehabilitation, häusliche Krankenpflege, Krankenbett- und kommunale Gesundheitsprogramme
- Mobil einsetzbar
- Trainingsmenüs zur Verwendung bei der Biofeedback-Rehabilitation
- Niedriges Profil und geringes Gewicht



**Standardpaket**

Bertec Balance Advantage-Software  
Dual-Balance-Kraftmessplatte  
Laptop mit Touchscreen-Display und Fernbedienung  
Netzkabel und USB-Kabel.  
Drahtlose Computer-Maus

Schaumstoff-Balance-Pad (19" x 20" x 4")  
Zusammenführung und Synchronisierung von Datenbanken (Ein Jahr)  
Ersatzteile und Arbeitskosten mit fortlaufendem Support

**Bewertungsprotokolle**

Modifizierter klinischer Test der sensorischen Interaktion im Gleichgewicht (mCTSIB)  
Stabilitätsgrenzen (LOS)  
Rhythmische Gewichtsverlagerung (RWS)  
Einseitiger Stand (US)  
Gewichtstragende Kniebeuge (WBS)

**Empfohlenes Training**

Quick Training  
Beweglichkeit  
Training mit geschlossener Kette  
Gewichtsverlagerung  
Training im Sitzen

**Spezifikationen**

Hochempfindliche Dual-Balance-Kraftmessplatte  
Standardisierte Protokolle mit normativen Daten  
Niedriges 1,5-Zoll-Profil in einer 18-Zoll-x-20-Zoll-Konfiguration  
Modulares Softwaredesign, das Ihren Anforderungen entspricht  
Ca. 226 kg Tragfähigkeit  
Patenterte und HIPAA-konforme Patientendatenbank mit Zusammenführungs- und Synchronisierungsfunktionen für alle Bertec® Balance Advantage®-Produkte  
Tragbares System mit USB-Stromversorgung

**Optionen**

Bertec® Vision Advantage™  
COBALT™ powered by Bertec®  
Tragetasche (passend für alle Komponenten)  
Erweiterte Garantie

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Velamed GmbH unter +49 221 272530-0 oder [anfragen@velamed.com](mailto:anfragen@velamed.com)